


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Vegfr1 Per Wb, Elisa - P17948

Numero articolo: CM0002709



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro VEGFR1 umano (FLT-1), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Per ricerche sull'angiogenesi, sul cancro e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VEGFR1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1; FRT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2321
GeneID	2321
Immunogeno	Peptide sintetico. Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del VEGFR1 umano (P17948).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P17948
Peso proteico	151kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio