


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Vegfr1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17948

Numero articolo: CM0013031



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro VEGFR1 umano (FLT-1), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su angiogenesi, cancro e biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	VEGFR1 Rabbit pAb
Note/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2321
GeneID	2321
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 di VEGFR1 umano (NP_002010.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17948
Peso Molecolare Proteina	151kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio