

Anticorpo Monoclonale Anti-Biii-Tubulina Per If, Ihc, Elisa - Q13509

Numero articolo: CM0002273



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo diretto contro TUBB3 umano (β III-tubulina, Q13509). Verificato per IF, IHC-P ed ELISA; presenta cross-reattività con topo e ratto. Essenziale per lo studio dello sviluppo neuronale, della guida assonale e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di topo anti- β III-tubulina
Note/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [KD Validated] β III-Tubulin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10381
GeneID	10381
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-260 della TUBB3 umana (Q13509).
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13509
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio