


Anticorpo Policlonale Anti-Vipr1 Per Wb, Elisa - P32241

Numero articolo: CM0014721



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VIPR1 (recettore VPAC1) per Western Blot ed ELISA. Riconosce VIPR1 umano, un recettore accoppiato alle proteine G attivato da VIP e PACAP. Immunogeno: aa 31-150.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VIPR1 Rabbit pAb
Note/Alias	II; HVR1; RDC1; V1RG; VIPR; VIRG; VAPC1; VPAC1; VPAC1R; VIP-R-1; VPCAP1R; PACAP-R2; PACAP-R-2; VIPR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7433
GeneID	7433
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-150 di VIPR1 umano (NP_004615.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P32241
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante