

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Virma/Kiaa1429 (Validato Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Numero articolo: CM0009364



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro VIRMA/KIAA1429 umano, validato KD. Adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il topo. Target per la ricerca sulla metilazione dell'RNA m6A e sul processamento dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] VIRMA/KIAA1429 mAb Coniglio
Note/Alias	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25962
ID Gene	25962
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 221-320 di VIRMA/KIAA1429 umano (NP_056311.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q69YN4
Peso Proteico	202kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio