


Anticorpo Policlonale Anti-Vps39 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jc1

Numero articolo: CM0018356



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a VPS39 umano. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Ideale per studi sul traffico vescicolare, autofagia e segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	VPS39 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23339
GeneID	23339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 606-875 di VPS39 umana (NP_056104.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q96JC1
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio