

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vsig1 Per Wb, Elisa - Q86Xk7

Numero articolo: CM0014210

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a VSIG1/GPA34 umano, convalidato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul cancro e sui tessuti gastrointestinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	VSIG1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GPA34; dj889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1
Specie	Umano
GenelD	340547
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-230 di VSIG1 umano (NP_872413.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86XK7
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio