


Anticorpo Policlonale Anti-Vti1B Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ueu0

Numero articolo: CM0027521



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro VTI1B umano (VTI1L), un v-SNARE coinvolto nel traffico endosomiale verso i lisosomi. Adatto per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con il topo. Ideale per studi sulla fusione delle membrane e sul trasporto lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	VTI1B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VTI1; VTI2; VTI1L; v-SNARE; vti1-rp1; VTI1-LIKE; VTI1B
Specie	Umano
GeneID	10490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di VTI1B umano (NP_006361.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UEU0
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio