


Anticorpo Policlonale Anti-Wbp4 Coniglio Per Wb, Elisa - 075554

Numero articolo: CM0021666



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WBP4 umano (FBP21), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per lo studio dello splicing dell'pre-mRNA e della funzione dello spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WBP4 Rabbit pAb
Note/Alias	FBP21; WBP4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11193
ID Gene	11193
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-376 di WBP4 umano (NP_009118.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Rat
SWISS	075554
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio