

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wdr5 Per Wb Ed Elisa - P61964

Numero articolo: CM0016985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla proteina umana WDR5 (proteina 5 contenente ripetizioni WD), adatto per Western blotting ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla regolazione della cromatina e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio WDR5
Note/Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	11091
GeneID	11091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-334 della proteina umana WDR5 (NP_438172.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P61964
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio