


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wif1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5W5

Numero articolo: CM0028753



introduzione

Affidabile anticorpo policlonale di coniglio contro WIF1 umano (fattore inibitorio Wnt 1) per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto; ideale per studi sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-WIF1
Note/Alias	WIF-1; WIF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11197
GeneID	11197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 307-377 di WIF1 umano (NP_009122.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5W5
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio