

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Wipi1 Per Wb, Elisa - Q5Mnz9

Numero articolo: CM0008274

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro WIP1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva una banda di 49 kDa e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WIP1 mAb di coniglio
Note/alias	ATG18; ATG18A; WIP49; WIP1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	55062
ID del gene	55062
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q5MNZ9
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante