

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wisp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O76076

Numero articolo: CM0013450

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-WISP2, validato per WB, IF/ICC, ELISA, reagisce con campioni umani, murini e di ratto; bersaglia la proteina CCN5 (27 kDa) coinvolta nel rimodellamento osseo e nell'adesione cellulare. Ideale per studi sulla segnalazione degli osteoblasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WISP2 pAb di coniglio
Note/alias	CT58; WISP2; CTGF-L
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	8839
ID del gene	8839
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 151-250 della WISP2 umana (NP_003872.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O76076
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante