


Anticorpo Policlonale Anti-Wnk1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A3

Numero articolo: CM0024580



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WNK1 umano, validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. WNK1 è una chinasi chiave nella cascata WNK-SPAK/OSR1 che regola la pressione sanguigna, l'omeostasi ionica e il volume cellulare, essenziale per la ricerca renale e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	WNK1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	KDP, PSK, p65, HSN2, HSN2, PRKWINK1, PPP1R167, WNK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	65125
GeneID	65125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-210 di WNK1 umano (NP_055638.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9H4A3
Peso proteico	251kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio