


Anticorpo Policlonale Anti-Wnk1 Coniglio Per Wb E Elisa - Q9H4A3

Numero articolo: CM0017583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting WNK1 umano (KDP, p65, HSN2), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sull'omeostasi ionica, sulla regolazione della pressione sanguigna e sulla risposta del volume cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	WNK1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	65125
Gene ID	65125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di WNK1 umano (NP_055638.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H4A3
Peso proteico	251kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio