

Anticorpo Policlonale Anti-Wrap53 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Bur4

Numero articolo: CM0020653



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro WRAP53 umano (TCAB1), per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca in biologia dei telomeri, corpi di Cajal e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WRAP53 Rabbit pAb
Note/Alias	DKCB3; TCAB1; WDR79; WRAP53
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55135
GeneID	55135
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 62-160 di WRAP53 umano (NP_060551.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9BUR4
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio