

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Wwc1 (Kibra) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ix03

Numero articolo: CM0022480



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro WWC1 (KIBRA) umano, validato in WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto, adatto per la ricerca sulla segnalazione Hippo e sulla cognizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	WWC1 Rabbit pAb
Note/Alias	KIBRA; HBEBP3; HBEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23286
GeneID	23286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-426 di WWC1 umano (NP_056053.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IX03
Peso proteico	125kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio