


Anticorpo Policlonale Anti-Wwox Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc7

Numero articolo: CM0016815



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting WWOX umano (Q9NZC7), un soppressore tumorale e ossidoreduttasi coinvolto nell'apoptosi e nella segnalazione Wnt. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con il topo. Peso molecolare: 47kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	WWOX Coniglio pAb
Note/Alias	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51741
GeneID	51741
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-120 di WWOX umano (NP_057457.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NZC7
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio