

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Xbp-1S Per Wb, Chip, Elisa - P17861-2

Numero articolo: CM0009132

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-XBP-1s validato per WB, ChIP e ELISA. Reagisce in modo crociato con XBP-1s umano e di topo. Ideale per la ricerca su stress del RE, UPR e cancro. - P17861-2

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	XBP-1s Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7494
ID gene	7494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 188-287 di XBP-1s umano (NP_001073007.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P17861-2
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio