


Anticorpo Monoclonale Anti-Xpd/Ercc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18074

Numero articolo: CM0002103



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-XPD/ERCC2 per Western Blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la riparazione per escissione di nucleotidi accoppiata alla trascrizione e la funzione del complesso TFIIH. Peso molecolare previsto 87kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	XPD/ERCC2 Rabbit mAb
Note/Alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2068
GeneID	2068
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 600-700 di XPD/ERCC2 umano (P18074)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18074
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca refrigerante