

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ybey Per Wb E Elisa - P58557

Numero articolo: CM0022768

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'endoribonucleasi umana YBEY, validato per Western blot e ELISA con reattività crociata verso il ratto, ideale per ricerche sulla maturazione dell'rRNA e sul nucleolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	YBEY Rabbit pAb
Note/Alias	C21orf57
Specie	Uomo
GenelD	54059
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 68-167 della YBEY umana (NP_478061.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P58557
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio