

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Yme1L1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ta2

Numero articolo: CM0009890

### introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio YME1L1 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva YME1L1 umano, una metalloproteasi zinco dipendente da ATP che regola la morfologia mitocondriale, il controllo qualità delle proteine e l'adattamento allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | YME1L1 mAb Coniglio                                                                                                            |
| Note/Alias          | FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                          |
| Gene ID (Umano)     | 10730                                                                                                                          |
| Gene ID             | 10730                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-773 di YME1L1 umano (NP_647473.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Crociata | Umano                                                                                                                          |
| SWISS               | Q96TA2                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 86kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                             |