


Anticorpo Policlonale Anti-Ywhah Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04917

Numero articolo: CM0030208



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-YWHAH rileva la proteina 14-3-3 eta (28 kDa) tramite WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione cerebrale e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-YWHAH
Note/Alias	YWHA1; YWHAH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-246 della YWHAH umana (NP_003396.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04917
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio