

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zdhhc8 Per Wb, Elisa - Q9ULC8

Numero articolo: CM0023043

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZDHHC8, una palmitoiltransferasi. Convalidato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla palmitoilazione proteica e sull'efflusso di colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZDHHC8 Rabbit pAb
Note/Alias	DHHC8; ZNF378; ZDHHCL1; ZDHHC8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29801
ID Gene	29801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-380 di ZDHHC8 umano (NP_037505.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9ULC8
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio