

Anticorpo Policlonale Anti-Zfand3 Per Ihc-P E Elisa - Q9H8U3

Numero articolo: CM0028052



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-ZFAND3 (di origine rabbit) contro la ZFAND3 umana ricombinante (aa 1-227). Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per IHC-P e ELISA. UniProt Q9H8U3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ZFAND3 Rabbit pAb
Note/Alias	TEX27; ZFAND3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	60685
GeneID	60685
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-227 della ZFAND3 umana (NP_068762.1)
Fonte	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H8U3
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio