


Anticorpo Policlonale Anti-Zfyve9 Per Wb E Elisa - 095405

Numero articolo: CM0024975



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ZFYVE9 umano (SARA), adatto per WB e ELISA. Mira alla proteina dell'endosoma precoce coinvolta nella segnalazione TGF- β e nella localizzazione di SMAD. Ideale per la ricerca e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ZFYVE9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NSP; SARA; MADHIP; SMADIP; PPP1R173; ZFYVE9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9372
GeneID	9372
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di ZFYVE9 umano (NP_004790.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095405
Peso Proteico	156kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio