

Anticorpo Policlonale Anti-Zip14 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15043

Numero articolo: CM0015545

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro ZIP14 umano, validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto degli ioni metallici e l'omeostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZIP14 Rabbit pAb
Note/Alias	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
Specie	Umano
GenelD	23516
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 101-200 di ZIP14 umano (NP_001121903.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15043
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio