

Anticorpo Policlonale Anti-Znf10 Per Wb, Elisa - P21506

Numero articolo: CM0028336

introduzione

pAb di coniglio ZNF10 di alta qualità per Western blot e ELISA, rileva la proteina umana Zinc finger 10 (ZNF10/KOX1), un regolatore trascrizionale putativo. Adatto per ricerche sulla cromatina e sulla regolazione genica. SWISS: P21506.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF10 Rabbit pAb
Note/Alias	KOX1; ZNF10
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7556
GeneID	7556
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 474-573 di ZNF10 umano (NP_056209.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P21506
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio