

Anticorpo Policlonale Anti-Znf182 Per Wb Ed Elisa - P17025

Numero articolo: CM0023898

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-ZNF182 di alta qualità per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in maniera crociata con le specie umana, murina e di ratto. Mira al regolatore trascrizionale proteina a dita di zinco 182.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ZNF182 Rabbit pAb
Note/Alias	KOX14; ZNF21; HHZ150; Zfp182; ZNF182
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-210 della proteina ZNF182 umana (NP_001171570.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	P17025
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio