

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Znf195 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14628

Numero articolo: CM0026020

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro ZNF195 (SWISS O14628), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva campioni di origine umana, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale e della biologia delle proteine a dita di zinco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ZNF195 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	HRF1; ZNFP104; ZNF195
Specie	Umana
ID gene (Umano)	7748
ID gene	7748
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della proteina ZNF195 umana (NP_001123991.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14628
Peso molecolare proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio