

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Zp1 Per Wb Ed Elisa - P60852

Numero articolo: CM0013989

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la ZP1 umana (proteina 1 legante lo sperma della zona pellucida), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla fertilità e sulla biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZP1 Rabbit pAb
Note/Alias	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22917
ID Gene	22917
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60852
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio