


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Zzz3 Per Wb, Elisa - Q8Iyh5

Numero articolo: CM0012894



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro ZZZ3 umano (ATAC1) per WB ed ELISA. Reagisce con l'essere umano e il ratto. Utile per lo studio dell'acetilazione delle istone e della funzione del complesso ATAC nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ZZZ3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ATAC1; ZZZ3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26009
ID Gene	26009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di ZZZ3 umano (Q8IYH5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8IYH5
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio