


Pab Di Coniglio Anti-Apaf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14727

Numero articolo: CM0018635



introduzione

Il pAb di coniglio anti-APAF1 (O14727) è un anticorpo policlonale per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva APAF1 umano, murino e di ratto, una proteina citoplasmatica che media l'attivazione della caspasi-9 dipendente dal citocromo c e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-APAF1
Note/Alias	CED4; APAF-1; APAF1
Specie	Umana
GeneID (umano)	317
GeneID	317
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-600 di APAF1 umano (NP_863651.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14727
Peso proteico	38-142 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio