


Apex1/Ape1 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27695

Numero articolo: CM0002932



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-APEX1/APE1, validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività verso umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla riparazione del DNA e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APEX1/APE1 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	328
GeneID	328
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di APEX1/APE1 umano (P27695).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27695
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio