


Aqp5 Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Numero articolo: CM0014877



introduzione

CamelBio offre AQP5 pAb di coniglio, un anticorpo policlonale diretto contro l'Aquaporina-5 umana (P55064) per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto dell'acqua.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AQP5 pAb di coniglio
Note/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	362
ID gene	362
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-265 dell'AQP5 umano (NP_001642.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P55064
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio