

Anticorpo Policlonale Coniglio Bcas2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075934

Numero articolo: CM0027742



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'umano BCAS2 (SPF27), un fattore di splicing dell'pre-mRNA. Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul danno al DNA e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BCAS2 Rabbit pAb
Note/Alias	DAM1, SPF27, Snt309, BCAS2
Specie	Umano
GeneID	10286
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-225 di BCAS2 umano (NP_005863.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075934
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio