

Anticorpo Monoclonale Biotinilato Anti-Topo Cd117/C-Kit Per Citometria A Flusso - P05532

Numero articolo: CM0005953



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio biotinilato diretto contro il recettore tirosina chinasi murino CD117/c-Kit. Validato per citometria a flusso, rileva il dominio extracellulare. Ideale per la biologia delle cellule staminali, l'ematopoiesi e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Biotina mAb coniglio anti-topo CD117/c-Kit
Note/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Specie	Topo
GeneID (Topo)	16590
GeneID (Uomo)	3815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 di CD117/c-Kit di topo (NP_001116205.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05532
Peso proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio