


Bscl2 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96G97

Numero articolo: CM0016638



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro BSCL2 umano (seipina). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi di biologia delle goccioline lipidiche e adipogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BSCL2 Coniglio pAb
Note/Alias	HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26580
GeneID	26580
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-363 di BSCL2 umano (NP_116056.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96G97
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio