

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-C-Maf Per Wb Ed Elisa - O75444

Numero articolo: CM0008176

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-c-Maf validato per WB ed ELISA, con reattività verso uomo, topo e ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione Maf (38 kDa). Ideale per la ricerca sullo sviluppo del cristallino, sulle cellule Th2 e sugli oncogeni/soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-c-Maf
Note/alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4094
GeneID	4094
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 274-373 del c-Maf umano (O75444).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O75444
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante