


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cd2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Numero articolo: CM0029236



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CD2 umano (T11, LFA-2). Validato per WB, IHC-P e ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione dei linfociti T, dell'attivazione dei linfociti e delle vie di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD2 Rabbit pAb
Note/Alias	T11; SRBC; LFA-2; CD2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	914
GeneID	914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 235-351 del CD2 umano (NP_001758.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P06729
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio