

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cd66A/Ceacam1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13688

Numero articolo: CM0022723



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CEACAM1 umano (CD66a), testato in WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Esplora la regolazione dei checkpoint immunitari, l'adesione cellulare e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Anticorpo policlonale di coniglio CD66a/CEACAM1                                                                                  |
| Note/Alias          | BGP; BGP1; BGPI; CEACAM1                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 634                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-430 di CEACAM1 umano (NP_001703.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | P13688                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 58kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                               |