

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdh9 Per Wb Ed Elisa - Q9ULb4

Numero articolo: CM0013028

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CDH9 umano (Cadherina-9), validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare. Reattivo con l'uomo. UniProt: Q9ULB4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDH9 pAb di coniglio
Note/Alias	CDH9
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1007
GeneID	1007
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-420 del CDH9 umano (NP_057363.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9ULB4
Peso della proteina	89 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante