


Anticorpo Monoclonale Coniglio Cdk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0005064



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CDK1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva CDK1 in campioni umani, di topo e di ratto. CDK1 è una chinasi serina/treonina critica che guida la transizione G2/M e la mitosi. Ideale per la ricerca in oncologia, ciclo cellulare e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniglio CDK1 (mAb)
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Specie	Umano
GenelD	983
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06493
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio