

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cdx2 Per Ihc-P Ed Elisa - Q99626

Numero articolo: CM0019419



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CDX2 per IHC-P ed ELISA. Reagisce con il fattore di trascrizione CDX2 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo e la differenziazione intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CDX2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1045
ID gene	1045
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-180 di CDX2 umano (NP_001256.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99626
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio