


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Caspase-7 Cleaved Per Wb, Elisa - P55210

Numero articolo: CM0007174



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro la Caspase-7 cleaved umana, validato per Western blot ed ELISA. Rileva la forma attiva di questa caspasi esecutrice nella ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo monoclonale coniglio anti-Caspase-7 Cleaved                                                                |
| Note/Alias            | MCH3, CMH-1, LICE2, CASP-7, ICE-LAP3, Caspase-7 Cleaved                                                              |
| Specie                | Umana                                                                                                                |
| GeneID (Umano)        | 840                                                                                                                  |
| GeneID                | 840                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della CASP7 umana (NP_001218.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umana                                                                                                                |
| SWISS                 | P55210                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 34kDa                                                                                                                |
| Spedizione            | Sacchetto refrigerante                                                                                               |