

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Crtap Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075718

Numero articolo: CM0026498



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che mira alla proteina CRTAP (cartilage-associated protein) umana per WB, IHC-P ed ELISA. Validato in umano, topo e ratto. Ideale per studiare l'idrossilazione del collagene e la biologia della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CRTAP Rabbit pAb
Note/Alias	OI7; CASP; P3H5; LEPREL3; CRTAP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10491
ID Gene	10491
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-240 di CRTAP umano (NP_006362.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075718
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio