


Mab Di Coniglio Cxcr7 Per Wb, Elisa - P25106

Numero articolo: CM0005923



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio CXCR7 (WB, ELISA) bersaglia il recettore chemiochinico atipico umano 3, adatto per la ricerca sul cancro e sulle neuroscienze. Rileva una banda di ~41 kDa; validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CXCR7 Rabbit mAb
Note/Alias	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159
Specie	Umana
GeneID (Umana)	57007
GeneID	57007
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 263-362 della CXCR7 umana (NP_064707.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P25106
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio