


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Ciclina B1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P14635

Numero articolo: CM0006441



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità per Ciclina B1, validato per WB, IP, IHC-P, ELISA. Reagisce con la Ciclina B1 umana (P14635), essenziale per la transizione del ciclo cellulare G2/M. Ideale per studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio per Ciclina B1
Note/Alias	CCNB; Ciclina B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	891
GeneID	891
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 334-433 della Ciclina B1 umana (P14635).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P14635
Peso Proteico	48 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio