

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Cyp11A1 (Wb, If, Ihc, Elisa) - P05108

Numero articolo: CM0022531



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CYP11A1 (P450scc), convalidato per Western blot, immunofluorescenza, IHC e ELISA. Reagisce con CYP11A1 umano, murino e di ratto, un enzima mitocondriale di scissione della catena laterale del colesterolo essenziale per la steroidogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP11A1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Specie	Umana
GenelD	1583
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05108
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio