

Anticorpo Policlonale Rabbit Contro Citokeratina 17 (Krt17) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Numero articolo: CM0014108

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro la Citokeratina 17 (KRT17) umana per l'uso in Western blot (WB), immunofluorescenza/immunocitochimica (IF/ICC) e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche in biologia epiteliale e dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citokeratina 17 (KRT17) Rabbit pAb
Note/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Citokeratina 17 (KRT17)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3872
ID gene	3872
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 133-432 della Citokeratina 17 (KRT17) umana (NP_000413.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04695
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio